



SEPARADOR DE GAS DE VACÍO

## BELPREP VAC

**BELPREP VAC es un desgasificador de vacío con opción de desgasificación por flujo. Este aparato ha sido optimizado para el tratamiento térmico previo de muestras cuya área superficial y cuyo tamaño de poro han de ser analizados bajo vacío o bajo flujo de gas inerte.**

La preparación de muestras con este desgasificador de vacío es particularmente eficiente y rápida, ya que puede realizarse simultáneamente al análisis.

El desgasificador de vacío BELPREP VAC se ofrece en dos modelos: el BELPREP VAC II con 3 puertos para las muestras y el BELPREP VAC III con 6 puertos.

## BELPREP VAC II



<b>Vacío/desgasificación térmica</b>	Sí
<b>Desgasificación por flujo/calor</b>	Opción
<b>Puertos de pretratamiento</b>	3
<b>Temperatura máxima</b>	430°C
<b>Precisión de la temperatura</b>	±5°C
<b>Función de control de temperatura programable</b>	-
<b>Función de parada automática del gas de purga</b>	Sí
<b>Función de conmutación automática de la velocidad de bombeo del vacío (prevención de la dispersión de la muestra)</b>	Sí
<b>Medidas (A x H x F)</b>	321 x 158 x 363 mm
<b>Peso</b>	15 kg
<b>Utilidad</b>	Gas: N2: 0,1 Mpa(G) Junta: conexión Swagelok de 1/8" Energía: AC 100-120 V o AC 200-240 V, 530 VA (sin bomba de vacío), 50 / 60 Hz
<b>Certificado CE</b>	Sí

## BELPREP VAC III



<b>Vacío/desgasificación térmica</b>	Sí
<b>Desgasificación por flujo/calor</b>	Opción
<b>Puertos de pretratamiento</b>	6
<b>Temperatura máxima</b>	450°C
<b>Precisión de la temperatura</b>	±5°C
<b>Función de control de temperatura programable</b>	Sí
<b>Función de parada automática del gas de purga</b>	-
<b>Función de conmutación automática de la velocidad de bombeo del vacío (prevención de la dispersión de la muestra)</b>	-
<b>Medidas (A x H x F)</b>	400 x 317 x 383 mm
<b>Peso</b>	15 kg
<b>Utilidad</b>	Gas: N2: 0,1 MPa(G) Unión: conexión Swagelok de 1/8" Alimentación: CA 100-120 V o CA 200-240 V, 630 W (sin bomba de vacío), 50/60 Hz
<b>Certificado CE</b>	Sí

[www.microtrac.es/belprep-vac](http://www.microtrac.es/belprep-vac)