



ODGAZOWYWACZ PRÓŻNIOWY  
BELPREP VAC

**BELPREP VAC to odgazowywacz próżniowy z opcją odgazowania przepływowego. Aparat jest zoptymalizowany do wstępnego podgrzewania próbek w celu późniejszej analizy powierzchni i wielkości porów w próżni lub w przepływie gazu obojętnego.** Przygotowanie próbki do sorpcji gazu za pomocą tego odgazowywacza próżniowego jest szczególnie wydajne i szybkie, ponieważ można je przeprowadzić jednocześnie z samym pomiarem. Odgazowywacz próżniowy BELPREP VAC jest dostępny w dwóch modelach: BELPREP VAC II z 3 portami pomiarowymi i BELPREP VAC III z 6 portami pomiarowymi.

## BELPREP VAC II



**Odgazowanie próżniowe/termiczne**

Tak

**Odgazowywanie przepływowe/  
termiczne**

opcja

**Porty do obróbki wstępnej**

3

**Maksymalna temperatura**

430°C

**Dokładność temperatury**

±5°C

**Programowalna funkcja kontroli  
temperatury**

-

**Funkcja automatycznego zatrzymania  
gazu przepływowego**

Tak

**Funkcja automatycznego przełączania  
prędkości pompowania próżniowego  
(zapobieganie dyspersji próbki)**

Tak

**Wymiary (szer. x wys. x gł.)**

321 x 158 x 363 mm

**Waga**

15 kg

**Użytkowanie**

Gaz: N2: 0,1 MPa(G)

Złącze: złącze Swagelok 1/8"

Zasilanie:

AC 100-120 V lub AC 200-240 V, 530 VA (bez pompy  
próżniowej), 50/60 Hz

**Certyfikat CE**

Tak

## BELPREP VAC III



<b>Odgazowanie próżniowe/termiczne</b>	Tak
<b>Odgazowywanie przepływowe/termiczne</b>	opcja
<b>Porty do obróbki wstępnej</b>	6
<b>Maksymalna temperatura</b>	450°C
<b>Dokładność temperatury</b>	±5°C
<b>Programowalna funkcja kontroli temperatury</b>	Tak
<b>Funkcja automatycznego zatrzymania gazu przepływowego</b>	-
<b>Funkcja automatycznego przełączania prędkości pompowania próżniowego (zapobieganie dyspersji próbki)</b>	-
<b>Wymiary (szer. x wys. x gł.)</b>	400 x 317 x 383 mm
<b>Waga</b>	15 kg
<b>Użytkowanie</b>	Gaz: N2: 0,1 MPa(G) Złącze: złącze Swagelok 1/8" Zasilanie: AC 100-120 V lub AC 200-240 V, 630W (bez pompy próżniowej), 50/60 Hz
<b>Certyfikat CE</b>	Tak

[www.microtrac.pl/belprep-vac](http://www.microtrac.pl/belprep-vac)